

PINTO W

骨を支える腰ラク習慣

 **ETHREEM** 姿勢

 **BALANCE** 活動

Manufacturing creates comfort

 **E-core** 衛生快適

介護保険対応



長時間座れる快適さには 理由があります

痛みがなくて、呼吸がしやすく、動きやすく、
頭が上げやすいことを目指し、
40年間障害者の暮らしにより添い、
1万人以上の体の悩みを解決する椅子を作り続けた
作業療法士が開発しました。
編成樹脂を用いた空気に包まれる快適さ、
呼吸を助ける肋骨のサポート、
動きやすくずれにくいバランス構造、
安心して坐れることができる3次元形状が、
長時間の座位ストレスを軽減し、快適座位へと導きます。

いつもの椅子に置くだけであらゆるシーンでお使いいただけます



開発者 シーティングデザイナー / 作業療法士 野村寿子

作業療法士歴42年。年間300件を超える採型を行い、1万人以上の姿勢に関する相談や、様々な姿勢に関する悩みを解決。11年間で累計45万台販売のpintoをはじめすべてのピントシリーズをデザイン。著書、講演なども多数。BSフジ「一滴の向こう側」出演。南青山に自らのブランドショップ「PINTO SEATING DESIGN 南青山店」をオープン。マットレスや寝具、服飾などジャンルを越えた幅広い商品開発を展開しています。

野村寿子オフィシャルサイトはこちら

H I S A K O N O M U R A






ETHREEM

3次元立体構造ポジショニングシステム『エスリーム技術』


適切に活動を行うことが可能な姿勢を作ることをポジショニングといい、それを座位において行うことをシーティングといいます。特殊な採型機を用い、人の身体を熟知したセラピストが骨の重みを直接手で感じ、筋肉の緊張や関節の動きなどを確かめながら、解剖学・運動学にのっとりた支持面を作り上げていきます。このエスリーム技術によって出来上がった3次元立体構造が、ただもたれやすく座りやすいというだけではなく、自ら重心を整えることを促し、快適な姿勢と機能的な動きを実現します。



「PINTO W」
なしの状況



「PINTO W」
ありの状況



肋骨の支え

骨盤の支え

おしりの支え

足の支え



肋骨の支え



深い呼吸のための肋骨の動きと、体の横倒れを防ぐための正しい位置情報を与えます。

骨盤の支え



骨盤のゆがみと後傾を防ぎ、体の土台を保つための正しい位置情報を与えます。

おしりの支え



骨盤の横倒れを防ぎ、座位バランスの要となる、座骨の正しい位置情報を与えます。


足の支え



足の余分な緊張を防ぎ、股関節を動かしやすい正しい位置に大腿部を保つための情報を与えます。



CROSS BALANCE



安定した動きを導く「クロスバランス構造」

重い骨をしっかりと支え、ずれによる圧迫を軽減、空気に包まれる柔らかな座り心地と安定感で長時間座り続ける暮らしを快適に支えます。



Manufacturing creates comfort

E-core

特許第5796263号



快適でありながらカラダを整える E-CORE (編成樹脂網状構造体)

編成樹脂網状構造体・E-COREは、糸状のポリエチレン樹脂を三次元に組み合わせた新素材です。その用途には限りない可能性があり、次々に様々な分野の商品化がすすめられています。また、100%リサイクル可能な環境にやさしい素材です。



丸洗いが可能で衛生的



抜群の通気性



体圧をスムーズに分散

いつもの椅子に置くだけであらゆるシーンでお使いいただけます



☑ 幅広い年代の方に ☑ 様々なシーンで ☑ いつもの椅子に置く

COLOR

ライフスタイルに合わせて選べるカラーバリエーション



red



khaki



navy



gray



brown

商品情報



- ・5色の豊富なカラーバリエーション。
- ・丸洗い可能だから汚れても安心です。
- ・滑り止めがあるから動いてもずれる心配がありません。
- ・クッションは軽く、2つに折りたたんで持ち運ぶことができます。

サイズ	重さ	クッション素材	カバー生地
W400mm × D400mm × H400mm	1070g	ポリエチレン 100%	ポリエステル 100%

※掲載の商品と実際の商品では色が多少異なる場合があります。 ※掲載の商品は店舗によってはお取り扱いのない商品もございますのでご了承ください。
※表示の商品は予告なしにデザインの変更をする場合がありますのでご了承ください。

《 使用上の注意 》

- ・上下を逆さにしないでください。(裏面にタグがついている方が背中側になります。)
- ・座面の凹凸の激しい場所や背面のない椅子での使用はお控えください。
- ・必ず、椅子の上に置いてご使用ください。単体での使用はしないでください。
- ・カバーからクッション材を取り出す際は、クッション材の破損にご注意ください。
- ・ファスナーのスライダー部が家具や床を傷つける恐れがある場合は、あらかじめカバーの裏にスライダーを押し込んでください。
- ・湿気・気温・椅子の素材によって滑り止めレザァーが色移行する場合がありますのでご注意ください。

《 お手入れの仕方 》

- ・カバーはファスナーを開け、クッション材を取り出し、洗濯ネットに入れて洗ってください。
- ・カバーを取り付ける際は、クッション材とカバーの上下を確かめて、カバーをかけてください。
- ・クッション材が汚れた場合は、70℃以下でシャワーなどで洗い流し、ほこりの少ない環境で陰干しをしてください。

【 ピント W 公式サイト 】

PINTO W

<https://www.pin-to.net/w>



販売店

【 製造元 】

株式会社 ピー・エー・エス

<https://www.pas21.com>

